PULPDENT®

LIME-LITE™ ENHANCED

Światło-utwardzalny materiał podkładowy
Uwalnia wapń, fosfor oraz fluor ■ Widoczny na zdjęciach RTG ■ Toleruje wilgoć ■ Uniwersalny kolor zębiny ■ Nie zawiera BPA

OPIS PRODUKTU:
Lime-Lite Enhanced jest tolerancyjnym dla wilgoci, światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach rtg materiałem podkładowym, posiadającym samoadhezyjne właściwości. Jest wzbogaconą minerałami żywicą dimetakrylanu uretanu która uwalnia wapń, fosfor oraz jony fluoru i został opracowany tak, aby używać go ze środkami adhezyjnymi, kompozytami i konwencjonalnymi materiałami do odbudowy zębów. Posiada skład chemiczny podobny do kompozytów stomatologicznych i wiąże chemicznie z kompozytami oraz primerami adhezyjnymi. Kiedy pożądana jest zwiększona siła wiązania do zębiny, używaj wraz ze środkiem łączącym. Lime-Lite Enhanced zawiera komponent z opatentowanej żywicy wzmocnionej kauczukiem, który absorbuje naprężenia i nacisk oraz jest odporny na pęknięcia i odpryśnięcia. Materiał na skutek polimeryzacji światłem twardnieje, ma odcień zębinowy, jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i płynach jamy ustnej. Lime-Lite Enhanced nie zawiera BHT, Bisfenolu A, Bis-GMA, ani pochodnych BPA.

Lime-Lite Enhanced jest wzbogaconym minerałami, materiałem podkładowym na bazie żywicy dimetakrylanu uretanu, jest przyjazny wilgoci, światłoutwardzalny i widoczny na rtg. Uwalnia wapń, fosfor i fluor.

WSKAZANIA:
Wskazany jako światło-utwardzalny materiał podkładowy lub bazowy.

PRZECIWWSKAZANIA:
Niewskazany dla pokrycia bezpośredniego obnażonej miazgi.

INSTRUKCJA UŻYCIA:
1. Przygotuj preparację, opłucz, osusz, ale nie przesuszaj zęba.
2. Załóż różowy aplikator o średnicy 20ga bezpiecznie dokręcając go na strzykawce Lime-Lite Enhanced.
3. Nałóż około 1-1,5mm podkładu Lime-Lite Enhanced na zębinę.
4. Utwardź światłem przez 20 sekund (450 mW/ cm^2). Nie przekraczaj zalecanego przez producenta czasu polimeryzacji dla lampy której używasz.
5. Jeśli materiał został zastosowany jako baza, nakładaj dodatkowe warstwy grubości 1-1,5mm i utwardzaj światłem każdą warstwę. Zakręć strzykawkę natychmiast po użyciu.
6. Załóż wypełnienie ostateczne. Lime-Lite Enhanced może być wytrawiany i jest kompatybilny ze wszystkimi środkami wiążącymi oraz materiałami do odbudowy. Może być używany zarówno w technice otwartej jak i zamkniętej kanapki.

UWAGI:
■ Używając Lime-Lite Enhanced pod cementami na bazie wody, takimi jak fosforan cynku, poliakryle czy cementy glasjonomerowe, usuń całą nieutwardzoną żywicę z powierzchni Lime-Lite Enhanced (warstwę inhibicji tlenowej) bawełnianym wacikiem zwilżonym alkoholem.

PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z WYROBEM:
- Przechowuj w dokładnie zamkniętym, oryginalnym zbiorniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, skażenia i źródeł zapłonu.
- Termin przechowywania nieotwartego produktu wynosi 2 lata od daty produkcji.
- Zakręcaj zakrętkę natychmiast po użyciu.

UWAGA:
W razie kontaktu nieutwardzony materiał może powodować podrażnienie skóry lub oczu. Pracownicy gabinetu powinni nosić okulary ochronne oraz rękawiczki. Nie przekraczać zalecanego przez producenta czasu utwardzania dla Twojej lampy polimeryzacyjnej.

Zgłaszanie poważnych incydentów:
Wszelkie poważne incydenty w których udział ma wyrób powinny być zgłaszane producentowi i kompetentnej jednostce w rejonie w którym miał miejsce incydent, lub odpowiedniej jednostce regulacyjnej.

Raporty o poważnych incydentach należy wysyłać do :

Pulpdent Corporation
80 Oaklad Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
Email: pulpdent@pulpdent.com

UWAGA:
Stosuj jednorazowe osłony/rękawy używając dyspenserów wielokrotnego użytku, przed zastosowaniem u nowego pacjenta. Dodatkowe informacje uzyskasz na:
https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

UWAGA:
Lista materiałów obecnych w tym produkcie jest zawarta w karcie bezpieczeństwa (charakterystyki) tego wyrobu.