Whiteness Perfect

ŻEL WYBIELAJĄCY DO ŻYWYCH ZĘBÓW

UŻYTKOWNIK

Instrukcja użycia

Żel wybielający do żywych zębów.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Należy ją zachować do wglądu, przynajmniej do czasu całkowitego wykorzystania produktu i/lub braku jego oddziaływania.

Rys. 1. Naciśnij tłok strzykawki i zaaplikuj żel wybielający do nakładki stomatologicznej. Zazwyczaj wystarcza mała kropla na ząb, aby pokryć zęby.

Rys. 2. Umieść nakładkę na zębach i lekko dociśnij, aby rozprowadzić żel po całej powierzchni zębów.

Rys. 3. Palcem lub szczoteczką do zębów usuń nadmiar żelu.

Rys. 4. Stosuj żel zgodnie z zaleceniami chirurga stomatologicznego. Powiedz mu o jakimkolwiek odczuwanym dyskomforcie lub innej zauważonej obserwacji.

Rys. 5. Dokładnie umyj nakładkę przed każdym przechowywaniem i użytkowaniem. Przechowuj żel w chłodnym miejscu. Unikaj długotrwałej styczności strzykawki ze światłem. Puste strzykawki należy odpowiednio utylizować.

Ważne: Należy rygorystycznie przestrzegać instrukcji. Sukces leczenia zależy od prawidłowego stosowania środka wybielającego. Jeśli nakładka została wyjęta, należy ją ponownie napełnić żelem przed jej ponownym użyciem.



1. 2. 3. 4. 5.

Ważne informacje

Normalnym zjawiskiem podczas wybielania jest odczuwanie wzrostu wrażliwości zębów na zmiany temperatury, głównie na zimno. Wrażliwość tę można leczyć i minimalizować za pomocą niektórych zabiegów, które może zalecić chirurg stomatologiczny. Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać lekkie podrażnienie dziąseł, gardła, języka lub warg, zazwyczaj z powodu użycia nadmiaru żelu w nakładce. Należy poinformować stomatologa o każdym przypadku zauważenia nasilonej reakcji lub problemu. Nie należy stosować samoleczenia. Zaleca się unikanie spożywania kwaśnych napojów i pokarmów w trakcie wybielania, ponieważ mogą one powodować wzrost wrażliwości zębów podczas wybielania. Należy również unikać mocno zabarwionych napojów i żywności, aby nie zakłócać procesu wybielania. Należy ściśle przestrzegać zaleceń chirurga stomatologicznego.

Środki ostrożności

- Stosowanie produktu musi być zawsze zalecone przez i stosowane w towarzystwie chirurga stomatologicznego.
- Ze względów bezpieczeństwa produkt NIE powinien być stosowany w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz u osób poniżej 18 roku życia.
- Produkt nie jest zalecany dla osób, które niedawno miały przeprowadzony zabieg na

przyzębiu lub przeszły zapalenie dziąseł. Jeżeli użytkownik ma stwierdzoną alergię lub wrażliwość chemiczną na nadtlenki, karbopol itp.

Konserwacja i przechowywanie
Przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 25°C / 41°F–77°F. Nie zamrażaj produktu. Przechowuj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Ostrzeżenie
Nie stosować produktu po upływie terminu ważności. Utylizacja produktu zgodna z dyrektywą 94/62/CE. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niniejszy materiał został wyprodukowany wyłącznie do użytku stomatologicznego i należy się z nim obchodzić zgodnie z instrukcją użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku innych zastosowań lub nieprawidłowej obsługi. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia tego materiału przed użyciem i na swoją odpowiedzialność, że jest on zgodny z zamierzonym zastosowaniem, głównie wtedy, gdy zastosowanie to nie jest wymienione w instrukcji użytkowania. Opisy danych nie są źródłem jakiejkolwiek gwarancji i w związku z tym nie są powiązane.

Producent: DENTSCARE LTDA · Av. Edgar Nelson Meister, 474 Distrito Industrial · 89219-501 · Joinville · S.C. Brasil / Brazil · CNPJ Tax ID: 05.106.945/0001-06
Odpowiedzialna osoba w Europie: Obelis S.A, Bld. Général Wahis, 53, 1030 Bruxelles, Belgium.
Importer: POLDENT sp. z .o., ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa, Polska

Cod. 10000008943-02 – 2022/08/30